


INFORMATION NOUVEAUX ECOUVILLONS DE PRELEVEMENT

06/02/2018

Les écouvillons avec milieu de transport M4RT destinés aux PCR *Chlamydia trachomatis* (toutes localisations sauf urinaire), *Chlamydia pneumoniae* et *Mycoplasma pneumoniae* (prélèvement oropharyngé) ne seront bientôt plus disponibles.



Ils sont remplacés par :



Ce kit de prélèvements contient 2 écouvillons (un gros destiné aux prélèvements vaginaux, et un petit destiné aux autres localisations)



Le tube de milieux de transport est à bouchon rose, contient un liquide transparent avec des billes.



Le principe de prélèvement et de déchargement de l'écouvillon dans le milieu de transport reste identique ainsi que les délais pré-analytiques.

Ces écouvillons sont strictement limités aux examens de PCR, la bactériologie ne peut pas être effectuée à partir de ces écouvillons.

ATTENTION AUX BOUCHONS ROSES !!!



Dorénavant, la PCR gonocoque sera systématiquement couplée à la PCR Chlamydia trachomatis (nouvelle trousse de PCR).

Ainsi, sur un PV par exemple pour une recherche de Chlamydia/gonocoque par PCR et une culture classique il nous faudra les 2 types d'écouvillons obligatoirement.